

KERN E-Training Gerätequalifizierung

Bei der „Gerätequalifizierung für Waagen“ (auch „Anlagenqualifizierung für Waagen“ genannt) überprüfen Sie, ob die Waage mit der eingesetzten Technik für die vorgesehenen Aufgaben bei Ihrem Kunden geeignet ist. Dieses qualifizierte Messverfahren darf nur von geschulten Personen am Installationsort des Geräts durchgeführt werden.

Trainingsinhalte

- ✓ Grundlagen, Ziel und Nutzen der Gerätequalifizierung und Überwachung von nicht-selbsttätigen, elektronischen Waagen
- ✓ Regelwerke und Messtechniken
- ✓ Durchführung einer vollständigen Gerätequalifizierung
- ✓ Erstellung und Dokumentation des Logbuchs zur Gerätequalifizierung und Handhabung des Applikationshandbuchs

Leistungsumfang

- ✓ Lizenz für den freien Zugang zum Gerätequalifizierungsportal auf kern-lab.com (Software-Mindesteinwaage nach USP Protokoll und Logbuchgenerator) für 2 Jahre
- ✓ Teilnahmebescheinigung und Zertifikat

**Klicken Sie hier, um sich
direkt anzumelden:**



**Haben Sie noch Fragen?
Schreiben Sie mir gerne oder rufen Sie mich an:**

Karl-Richard Fuchs
DGQ/EOQ-Quality Auditor
Manager Test Services On-Site
☎ +49 (0) 74 33/99 33 - 136
✉ fuchs@kern-sohn.com

Für die Teilnahme ist die Software „Teamviewer“ (Download unter www.teamviewer.com) sowie eine stabile Internetverbindung erforderlich!